


Anti-Stam Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92783

Artikelnummer: CM0030042



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes STAM (Signal Transducing Adapter Molecule 1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben. Das Ziel ist an Zellsignalisierung und endosomale Sortierung beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STAM1; STAM-1; STAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8027
GenID	8027
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 120-210 von humanem STAM (NP_003464.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92783
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel