

Anti-Stam2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75886

Artikelnummer: CM0028177



Einführung

STAM2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Signal transducing adapter molecule 2 ab, das an der Zytokin-Signalübertragung und der Rezeptor-Downregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
Spezies	Mensch
Gen-ID	10254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 376-525 von menschlichem STAM2 (NP_005834.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75886
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel