


Anti-Stamp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Artikelnummer: CM0028428



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes STAMPB (AMSH) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Deubiquitinierung, endosomalem Sorting und BMP-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAMPB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMSH; MICCAP; STAMPB
Spezies	Human
GenID (human)	10617
GenID	10617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-270 von humanem STAMPB (NP_998787.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95630
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel