


Anti-Stap2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugk3

Artikelnummer: CM0019654



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes STAP2 (BKS), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt sowohl humanes als auch murines STAP2. Ideal zur Untersuchung der PTK6-Signalübertragung, der STAT3-Modulation und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BKS; STAP2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55620
GeneID	55620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 130-220 des humanen STAP2 (NP_001013863) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UGK3
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku