


Anti-Star (Stard1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49675

Artikelnummer: CM0007295



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes StAR/STARD1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf das Schlüssel-Cholesterin-Transportprotein bei der Steroidhormonsynthese. Ideal für die Steroidogenese und Nebennieren/Gonaden-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	StAR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STARD1; StAR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6770
GenID	6770
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem StAR (NP_000340.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49675
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel