


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Star-(Stard1)-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

Artikelnummer: CM0022362



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes StAR (STARD1), einen für die Steroidogenese wichtigen mitochondrialen Cholesterintransporter. Validiert für WB, IF und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	StAR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	STARD1; StAR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6770
Gen-ID	6770
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 64–285 des humanen StAR (NP_000340.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49675
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku