


Anti-Stard3 (MLN64, Cab1) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14849

Artikelnummer: CM0025674



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes STARD3 (MLN64, CAB1). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Cholesterintransport und Endosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STARD3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10948
Gen-ID	10948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-445 von humanem STARD3 (NP_006795.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14849
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel