

Anti-Stard3NL Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095772

Artikelnummer: CM0020981

Einführung

STARD3NL Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes STARD3NL (MENTHO)-Protein, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. STARD3NL ist ein spätes Endosomen-Verankerungsprotein, das ER-Kontaktstellen bildet, ideal für Studien zum Membranverkehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STARD3NL Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MENTHO; STARD3NL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83930
Gen-ID	83930
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 185-234 des humanen STARD3NL (NP_114405.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095772
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel