


Anti-Stat1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0002043



Einführung

STAT1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten STAT1. Ideal für die Untersuchung von Interferon-Signalwegen und antiviralen Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6772 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem STAT1 (P42224) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eistasche