


Anti-Stat1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0015787



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes STAT1 (P42224), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Interferonsignalwegen und der Aktivität des Transkriptionsfaktors STAT1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6772
GenID	6772
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 513-712 von humanem STAT1 (NP_009330.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteinmasse	87 kDa
Versand	Eisbeutel