

Anti-Stat3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0003000



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes STAT3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines STAT3, Molekulargewicht 88 kDa. Ideal für JAK/STAT-Signalwegstudien, Entzündungsforschung und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] STAT3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6774
Gen-ID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem STAT3 (P40763) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40763
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel