

Anti-Stat3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0005270



Einführung

Kaninchen monoklonaler STAT3-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines, Ratten- und Affen-STAT3 (~88 kDa). Ideal für JAK/STAT-Signalweg-, Entzündungs- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6774
GenID	6774
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 611-710 von menschlichem STAT3 (NP_003141.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel