

Anti-Stat4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

Artikelnummer: CM0011263

Einführung

Anti-STAT4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den Transkriptionsregulator STAT4 ab, der entscheidend für die Th1-Differenzierung und Interferon-Signalübertragung ist. Ideal für Forschung in Immunologie und Entzündungslehre.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT4 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	SLEB11; STAT4
Spezies	Mensch
Gen-ID	6775
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 649-748 von humanem STAT4 (NP_003142.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14765
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel