

Anti-Stat4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q14765

Artikelnummer: CM0025077

Einführung

STAT4 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen rekombinantes menschliches STAT4-Protein gewonnen wurde, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt STAT4 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Immunantworten und T-Zelldifferenzierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SLEB11; STAT4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6775
GenID	6775
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 569-748 von menschlichem STAT4 (NP_003142.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14765
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel