


Anti-Stat5B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

Artikelnummer: CM0016256



Einführung

Polyklonaler STAT5B-Kaninchenantikörper für Western Blot, IHC und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Erkennt den Signaltransduktor und Aktivator der Transkription 5B (90 kDa), der an der Zytokin-Signalübertragung beteiligt ist. - P51692

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT5B-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	STAT5; GHISID2; STAT5B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6777
Gen-ID	6777
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 594-794 des humanen STAT5B (NP_003143.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51692
Proteinmolekulargewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel