

Anti-Stat6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Artikelnummer: CM0002234



Einführung

Hochspezifischer anti-STAT6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines STAT6, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor im IL-4/IL-3-Signalweg, und unterstützt die Forschung an Zytokinwegen sowie die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6778
GenID	6778
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 747-847 von menschlichem STAT6 (P42226-1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42226
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel