

Anti-Stat6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42226

Artikelnummer: CM0019350



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes STAT6, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung in IL-4/IL-3-Signalgebung, Transkriptionsregulation und Immunantwortstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; signal transducer and activator of transcription 6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6778
Gen-ID	6778
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 748-847 von humanem STAT6 (NP_003144.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42226
Proteingewicht	
Versand	Eisbeutel