

Anti-Stat6 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Artikelnummer: CM0015383



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, das auf STAT6 abzielt, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-STAT6 für Studien zur IL-4/STAT6-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6778
GenID	6778
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42226
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel