

Anti-Stathmin 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0011585

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Stathmin 1 (OP18, pp17) für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Mikrotubuli-Dynamik, Leukämie und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Stathmin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3925
GenID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-149 von humanem Stathmin 1 (P16949) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16949
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eispackung