

Anti-Stathmin 1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0015757

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Stathmin 1. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Forschung zur Mikrotubulidynamik und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Stathmin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmin 1
Art	Mensch
Gen-ID	3925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-149 von menschlichem Stathmin 1 (NP_981944.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16949
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel