

Anti-Stau2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nul3

Artikelnummer: CM0029605

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STAU2, ein doppelsträngiges RNA-bindendes Protein, das am mRNA-Transport zu Dendriten beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAU2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	39K2; 39K3; STAU2
Spezies	Human
GeneID (Human)	27067
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem STAU2 entspricht (NP_001157852.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUL3
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel