

Anti-Staufen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095793

Artikelnummer: CM0026519



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Stauden (STAU1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf das doppelsträngige RNA-bindende Protein ab, das an der mRNA-Lokalisierung und der Produktion viraler Partikel beteiligt ist. Ideal für die Forschung zur Genexpression und Wirt-Virus-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Staufen Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STAU; PPP1R150; Stauden
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6780
GenID	6780
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 426-577 von humanem Stauden (NP_059347.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095793
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel