

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Stc1-Antikörper Für Wb Und Elisa - P52823

Artikelnummer: CM0022828

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes STC1 (Stanniocalcin-1). Für Western-Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der renalen Phosphatregulation und von Hyperkalzämie-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STC1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	STC; STC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6781
Gen-ID	6781
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P52823
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel