


Anti-Steap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhe8

Artikelnummer: CM0021399



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen STEAP1 (Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Prostata Tumoren und Eisenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STEAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STEAP; PRSS24; STEAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26872
GenID	26872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 von menschlichem STEAP1 (NP_036581.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHE8
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel