

## Anti-Steroidogenic Factor-1 (Sf-1/Nr5A1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q13285

Artikelnummer: CM0021711



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Entwicklung steroidogener Gewebe und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1) Kaninchen pAb                                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1)                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 2516                                                                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von menschlichem Steroidogenic factor-1 (SF-1/Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1)) entspricht (NP_004950.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                                                           |
| SWISS             | Q13285                                                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 52kDa                                                                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                                                     |