

Anti-Sterolträgerprotein 2 (Scp2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22307

Artikelnummer: CM0005044



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Sterolträgerprotein 2 (SCP2, P22307). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidmetabolismus und peroxisomaler Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sterolträgerprotein 2 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Aliase	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Sterol carrier protein 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6342
Gen-ID	6342
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Sterolträgerproteins 2 (P22307) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22307
Proteinmasse	59 kDa
Versand	Eisbeutel