

Anti-Stim1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Artikelnummer: CM0005439



Einführung

Rekombinanter Anti-STIM1-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB-, IHC-P-, IP- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches STIM1, einen Kalziumsensor, der für den store-operated Kalziumeintritt kritisch ist. Ideal für die Forschung zu Kalziumsignalisierung und Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIM1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6786
GenID	6786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 530-685 von menschlichem STIM1 (NP_003147.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13586
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel