

Anti-Stim1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13586

Artikelnummer: CM0031049



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STIM1 (SWISS Q13586), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Ca²⁺-Signalgebung und des speicheroperierten Calcium-Einstroms (SOCE).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6786
GeneID	6786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 530-685 des humanen STIM1 (NP_003147.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13586
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eistasche