

Anti-Stim1 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Artikelnummer: CM0006300



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes STIM1 (aa 530-685) gerichtet ist, für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Entwickelt für Forscher, die den store-operated calcium entry untersuchen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	STIM1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6786
GenID	6786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 530-685 von humanem STIM1 (NP_003147.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13586
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel