

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Stim2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P246

Artikelnummer: CM0019875



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STIM2, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-STIM2; das Immunogen entspricht den Aminosäuren 60–180. Geeignet zur Untersuchung des speichergesteuerten Kalziumeinstroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIM2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	STIM2
Art	Mensch
Gen-ID	57620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 60–180 des humanen STIM2 (NP_001162588) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P246
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku