

Anti-Sting/Tmem173 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0005764



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes STING/TMEM173, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und Autophagie. Molekulargewicht 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STING/TMEM173 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Spezies	Human
GeneID (Human)	340061
GeneID	340061
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem STING/TMEM173
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86WV6
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel