

Anti-Sting/Tmem173 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0003714



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes STING/TMEM173 (ERIS, MITA) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und zum STING-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STING/TMEM173 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	340061
Gen-ID	340061
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-379 des humanen STING/TMEM173 (NP_938023.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WV6
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel