

Anti-Sting/Tmem173 Polyklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

Artikelnummer: CM0021406



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus STING/TMEM173, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humane, murine und rattige Ziele. Ideal für die Untersuchung der angeborenen Immunsinalgebung, des cGAS-STING-Signalwegs und der Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STING/TMEM173 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	340061
GenID	72512
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 280-371 von Maus STING (NP_938023.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3TBT3
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel