

Anti-Sting/Tmem173 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0030760



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STING/TMEM173, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert STING in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu angeborener Immunität und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STING/TMEM173 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Art	Mensch
GenID (Mensch)	340061
GenID	340061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 254-379 des menschlichen STING/TMEM173 (NP_938023.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WV6
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel