

Anti-Sting/Tmem173 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0027677



Einführung

Hochwertiger Anti-STING/TMEM173 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem STING und ermöglicht die Erforschung der angeborenen Immunität und des cGAS-STING-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STING/TMEM173 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	340061
GenID	340061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 139-379 von humanem STING/TMEM173 (NP_938023.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WV6
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel