

Polyklonaler Anti-Stip1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31948

Artikelnummer: CM0012993



Einführung

Polyklonaler STIP1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Affe. Geeignet für die Forschung am stressinduzierten Phosphoprotein-1-Co-Chaperon.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIP1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10963
GeneID	10963
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P31948
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku