


Anti-Stk19 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49842

Artikelnummer: CM0016473



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen STK19/WHR1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattenspezifisches STK19, einen Schlüsselfaktor in der transkriptionsgekoppelten DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK19 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Spezies	Human
GeneID (Human)	8859
GeneID	8859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 75-364 von humanem STK19 (NP_004188.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49842
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel