


Anti-Stk19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49842

Artikelnummer: CM0027611



Einführung

STK19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt 41kDa STK19/WHR1 winged helix repair factor. Ideal für die Forschung an transkriptionsgekoppelter Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Spezies	Human
GeneID	8859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 75-364 von humanem STK19 (NP_004188.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49842
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel