

Anti-Stk24 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6E0

Artikelnummer: CM0016873



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes STK24 (MST3) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Apoptose und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK24 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8428
GenID	8428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 312-431 von humanem STK24 enthält (NP_001027467.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6E0
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel