

Anti-Stk26 (Mst4) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P289

Artikelnummer: CM0023197



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STK26 (MST4/MASK), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Apoptose, Autophagie und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MASK; MST4; STK26
Spezies	Human
GeneID (Human)	51765
GeneID	51765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 340-416 von humanem STK26 (NP_057626.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P289
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel