

Anti-Stk31 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxu1

Artikelnummer: CM0018680

Einführung

Anti-STK31 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Anwendungen WB und ELISA. Erkennt humanes STK31 (Serin/Threonin-Proteinkinase 31) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu hodenspezifischen Kinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TDRD8; SGK396; STK31
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56164
GenID	56164
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 890-1019 von humanem STK31 (NP_113602.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BXU1
Proteinmasse	116 kDa
Versand	Eispackung