

Anti-Stk33 Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Artikelnummer: CM0002089



Einführung

Kaninchen-monoklonaler STK33-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines STK33 (~58 kDa), eine für die Spermatiden-Differenzierung und männliche Fruchtbarkeit erforderliche Serin/Threonin-Kinase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK33 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	STK33
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65975
GenID	65975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 399-514 von humanem STK33 (Q9BYT3) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BYT3
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel