

Anti-Stk36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrp7

Artikelnummer: CM0017013

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes STK36 (Fused Homolog) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Wichtiges Werkzeug für den Smoothened-Signalweg, die Regulation von GLI-Transkriptionsfaktoren und die Cilienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FU, CILD46, STK36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27148
GenID	27148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-450 von humanem STK36 (NP_056505.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NRP7
Proteingewicht	144kDa
Versand	Eisbeutel