


Anti-Stk38 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15208

Artikelnummer: CM0029043



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen STK38 (NDR1), getestet für WB, IF/ICC, ELISA an Human, Maus, Ratte. Zielt auf eine Kinase ab, die an der MAPK-Signalübertragung und der DNA-Schadensreaktion beteiligt ist. Geeignet für Zellsignal- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDR; NDR1; STK38
Spezies	Mensch
Gen-ID	11329
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 366-465 von humanem STK38 (NP_009202.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15208
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel