


Anti-Stk38L-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2H1

Artikelnummer: CM0017534



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen STK38L (NDR2) für WB, IF/ICC und ELISA. Validiert in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung der neuronalen Differenzierung und Kinasen-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK38L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDR2; STK38L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23012
Gen-ID	23012
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 165-464 von humanem STK38L (NP_055815.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2H1
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel