

Anti-Stk39 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Artikelnummer: CM0006546



Einführung

STK39 Kaninchen mAb (Q9UEW8) validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Hohe Spezifität für menschliche, murine und rattige STK39-Kinase, eine Komponente der WNK-SPAK/OSR1-Kaskade, die den Ionentransport und den Blutdruck reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK39 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DCHT; PASK; SPAK; Ste 20 verwandte Kinase; STK39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27347
GenID	27347
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 401-545 von menschlichem STK39 (Q9UEW8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UEW8
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel