

Anti-Stk39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uew8

Artikelnummer: CM0026944



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane STK39-Kinase, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der WNK-SPAK/OSR1-Kinasekaskade bei Ionentransport und Blutdruckregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DCHT; PASK; SPAK; STK39
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27347
Gen-ID	27347
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem STK39 (Q9UEW8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UEW8
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel