

Anti-Stk3/Mst2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Artikelnummer: CM0010094



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes STK3/MST2, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Apoptose- und Hippo-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK3/MST2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KRS1, MST2, STK3/MST2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6788
Gen-ID	6788
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem STK3/MST2 (Q13188) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13188
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistasche