

Anti-Stk3/Mst2 (Phospho T117) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13188

Artikelnummer: CM0001399



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes STK3/MST2 an Thr117, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten STK3/MST2. Ideal für Apoptose- und Hippo-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK3/MST2-T117 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T117
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6788
Gen-ID	6788
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13188
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistüte