

Anti-Stk3/Mst2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Artikelnummer: CM0028448



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes STK3/MST2 gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Hippo-Signalwegs, der Apoptose und der Zentrosomfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STK3/MST2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS1; MST2; STK3/MST2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6788
GenID	6788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 323-450 von humanem STK3/MST2 (NP_006272.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13188
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel